

COUSSIN ALOVA™ ERGONOMIQUE ET GALBÉ



COUSSIN MOULÉ EN MATIÈRE VISCOÉLASTIQUE

Pour utilisateurs jusqu'à 120 kg

- **Efficacité** : la matière viscoélastique ALOVA™ favorise l'immersion des parties du corps en contact avec le support pour réduire les valeurs de pression maximales.
- **Sécurité** : protection intégrale avec surface inférieure adhérente.
- **Ergonomie** : poignée de préhension à l'avant du coussin multitaillé.
- **Confort** : thermorégulation par les propriétés du textile Promust PU.



ALOVA™


Coussins ALOVA™ ergonomique et ALOVA™ galbé

ALOVA™ ERGONOMIQUE


- Les plots mobiles accompagnent les mouvements du corps et améliorent la circulation d'air.
- Taille unique : 43 x 43 x 9 cm.
- Thermorégulation par la perméabilité à la vapeur d'eau de la protection et la circulation d'air entre les plots.
- Réduction des pressions d'appui par immersion dans la mousse ALOVA.



Répartition de pressions chez un patient de 172 cm et 75 kg



Coussin en gel de polyuréthane




Coussin ergonomique ALOVA

ALOVA™ GALBÉ


- Galbes ischiatiques positionnés sur la face supéro postérieure et rotateur externe à l'avant.
- Multitaille, la portance est adaptée au poids de la personne.
- Butée pelvienne, pour faciliter la mise au fauteuil, pour des utilisateurs avec des troubles de la stabilité.
- 5 largeurs de 38 à 50,5 cm
- Protection compatible avec les produits détergents – désinfectants d'usage hospitalier.
- Poignée de portage et de retrait du coussin.
- Dessous de housse antidérapant.




Répartition de pressions chez un patient de 172 cm et 75 kg




Coussin en gel de polyuréthane



Coussin galbé ALOVA



Disponible avec butée pelvienne pour utilisateur avec troubles de la stabilité.



Disponible en Dual Membrane (sans coutures – imperméabilité aux liquides).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESIGNATION	REF.	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS MAX	HOUSSE	NORMES FEU
ALOVA™ Ergonomique	VCAG/M	43 cm	43 cm	9 cm	100 kg	Protection Intégrale PUHD : Jersey enduit de polyuréthane	EN 597-1 et 2 GPME D1 bis 89 et D1 90
ALOVA™ Galbé	VCAG380410	38 cm	41	6,5	90		
	VCAG405410	40,5	41	6,5	90		
	VCAG/M	43	43	6	90		
	VCAG430440	43	44	6,5	100		
	VCAG455440	45,5	44	7,5	110		
	VCAG505440	50,5	44	7,5	120		
ALOVA™ Galbé Butée Pelvienne	VCAG10B	38 cm	41	6,5	90		
	VCAG20B	40,5	41	6,5	90		
	VCAG30B	43	44	6,5	100		
	VCAG40B	45,5	44	7,5	110		
	VCAG50B	50,5	44	7,5	120		

Garantie Patient unique : 3 ans

Entretien : Promust PU HD

